

Dados técnicos

Fluke 700TTH10K Premium Transmitter Test Hose Kit



Informações gerais sobre o produto: Fluke 700TTH10K Premium Transmitter Test Hose Kit

Kits de mangueira de teste do transmissor de pressão premium fácil de usar, para uso com um calibrador ou bomba de teste

- Especificação 10.000 psi
- Inclui conexão NPT de 1/8 pol para montagem permanente em um calibrador ou bomba de teste
- Conector macho NPT de 1/4 pol sem necessidade de ferramenta, para conexão de um transmissor

Modelos



Fluke 700TTH10K

Includes:

- One (1) premium hose kit and adapters
 - Premium/no tools required 1/4" NPT transmitter connection fitting
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
12/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.