

Dados técnicos

Fluke TLK281 SureGrip™ Automotive Test Lead Kit



Principais recursos

- Testado para 60 V CC

O Kit contém:

- Conjunto de Clipes Perfurantes de Isolação TP81
- Conjunto de Cabos de Teste de Silicone TL224 Suregrip™
- Conjunto de Sondas de Teste TP220 Suregrip™
- Conjunto de Clipes Jacaré AC220 Suregrip™
- Jogo de Clipes Jacaré de Garras Grandes AC285 Suregrip™
- Estojo Flexível

Informações gerais sobre o produto: Fluke TLK281 SureGrip™ Automotive Test Lead Kit

Conjunto completo de acessórios de teste e medição projetados para especialistas automotivos. Usa sondas em aço inoxidável afiadas para contatar o fio condutor ou pino de teste em um circuito ou relé, e o clipe jacaré de garras grandes para ter um bom aterramento no motor ou para conectar aos terminais da bateria. Um jogo extra longo de clipes jacaré prende facilmente ao terminal BAT do alternador ou aos terminais S. O jogo vem com cabos de teste de silicone e um estojo para manter tudo organizado.

Modelos



Fluke TLK281

- TP81 Insulation Piercing Clip Set
- TL224 Suregrip™ Silicone Test Lead Set
- TP220 Suregrip™ Test Probe Set
- AC220 Suregrip™ Alligator Clip Set
- AC285 Suregrip™ Large Jaw Alligator Clip Set
- Soft Case

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
11/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.