

Dados técnicos

VPS200-G Voltage Probe Set, Gray 200 MHz (one gray)



Informações gerais sobre o produto: VPS200-G Voltage Probe Set, Gray 200 MHz (one gray)

Sonda de tensão duplamente isolada para o ScopeMeter Série190.

- Classificação de 600 V CAT III / 1000 V CAT II
- Atenuação: 10x
- Faixa de Banda: 200 MHz
- tensão Máxima de Entrada: 1000 V
- tensão Máxima para a Terra: 600 V CAT III 1000 V CAT II de acordo com o IEC / EN61010-031
- Resistência da Entrada: 10 Mohm
- Capacitância da Entrada: 14 pF
- Faixa de Compensação: de 10 até 22 pF
- Comprimento do Cabo: 1,2 m

Especificações: VPS200-G Voltage Probe Set, Gray 200 MHz (one gray)

Specifications

Attenuation

10x

Bandwidth	200 MHz
Max. input voltage	1000 V
Max. voltage to ground	600 V CAT III 1000 V CAT II per IEC / EN61010-031
Input resistance	10 Mohm
Input capacitance	14 pF
Compensation range	10 to 22 pF
Cable length	1.2m
Warranty	1 Year
Specifications apply when the probe is connected to Fluke 190 Series Scopemeter.	

Modelos



Fluke VPS200 G

Voltage Probe Set, Gray 200 MHz (one gray)

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated:
 - 10:1 Voltage Probe
 - Hook Clip for Probe Tip, 4-mm Test Probe for Probe
 - Ground Lead with Hook Clip
 - Ground Lead with Mini Alligator
 - The red probe set also includes a 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
11/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.