

Dados técnicos

Fluke H900 Test Lead Holder



Principais recursos

- Heavy duty construction with mounting holes
- Holder has 10 slots for wires up to 8 mm in diameter
- Over-all dimensions: 27.9 cm L x 8.9 cm W x 3.2 cm H
- One year warranty

Modelos



Fluke H900

Test Lead Holder

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
12/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.