

Dados técnicos

Fluke TL76 2mm/4mm Test Lead Set



Principais recursos

- Tampas isoladas de CI removíveis, permitem o teste em fios muito próximos e conformidade com o GS38.
- Classificação CAT II 1000 V, 10 A
- Classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V apenas com tampa protetora
- Um ano de garantia

Informações gerais sobre o produto: Fluke TL76 2mm/4mm Test Lead Set

Um par (vermelho, preto) de cabos de teste de silicone com 1,5 metros com plugues banana blindados em ângulo reto

Modelos



Fluke TL76

- One pair (red, black) 1.5 meter long silicone test leads with right angle shrouded banana plug
- Lantern tip (removable) for use with European wall sockets (4 mm Ø)
- Lantern tip can be removed for easy access to terminal blocks (2 mm Ø)

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
12/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.