

Dados técnicos

Fluke TL970 Hook and Pincer Set



Principais recursos

Kit de mão tudo-em-um que inclui 3 Conjuntos de Cabos de Teste:

- Conjunto de Cabo de Teste Mini Ganchos TL940
- Conjunto de Cabo de Teste Mini Pinças TL950
- Conjunto de Cabo de Teste Micro Ganchos TL960
- Um ano de garantia

Modelos



Fluke TL970

Handy all-in-one kit that includes:

- 3 Test Lead Sets:
 - TL940 Mini-Hook Test Lead Set
 - TL950 Mini-Pincer Test Lead Set
 - TL960 Micro-Hook Test Lead Set
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
12/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.