

Dados técnicos

Fluke 376 Clamp / PRV240 Proving Unit Kit



Modelos



FLUKE-376-PRV240

Alicate amperímetro Fluke 376 / Kit da Unidade de testes PRV240

Inclui:

Alicate Amperímetro CA/CC True-RMS com iFlex™

- Garra de corrente flexível iFlex™ de 18 polegadas
- Ficha de instruções plastificada
- Folha de informações de segurança
- Bolsa de transporte flexível
- TL75 – terminais de teste
- Duas pilhas alcalinas tipo AA (instaladas)

Unidade de testes Fluke PRV240

- Faixa para pendurar TPAK
- Quatro pilhas AA
- Folha de instruções

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2022 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
01/2022

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.