

Dados técnicos

Fluke T5-1000 / PRV240 Proving Unit Kit



Modelos



FLUKE-T5-1000-PRV240

Fluke T5-1000 / Kit da Unidade de testes PRV240

Inclui:

Testador de continuidade e corrente para tensão de 1000V

- Pontas de prova destacáveis de 4 mm
- Duas pilhas AA (instaladas)
- Folha de instruções

Unidade de testes Fluke PRV240

- Faixa para pendurar TPAK
- Quatro pilhas AA
- Folha de instruções

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
11/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.