

Dados técnicos

Mala de Transporte Flexível C23



Características principais

- Mala de transporte com fecho de correr e exterior duradouro em vinil
- Tem uma presilha e uma bolsa interior para guardar cabos de teste ou acessórios pequenos
- Mala que acompanha as:
 - o Termómetro de Infravermelhos Fluke 61
 - Pinças de Corrente da série Fluke 320
- garantia de 1 ano

Modelos



Fluke C23

Fluke C23 Soft Carrying Case

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Ibérica, S.L.

Pol. Ind. Valportillo
C/ Valgrande, 8
Ed. Thanworth II · Nave B1A
28108 Alcobendas
Madrid
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.pt

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados.

Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
11/2021

AresAgante, Lda.

Rua Caminho das Congostas, 320
4250-159 Porto
Tel: +351 2 2832 9400
E-mail: geral@aresagante.pt
www.aresagante.pt

A modificação deste documento não é permitida sem a autorização escrita da Fluke Corporation.