

Dados técnicos

## Mala de Transporte Flexível C33



### Características principais

- Mala de transporte com fecho de correr e exterior duradouro em vinil
- Tem uma presilha e uma bolsa interior para guardar cabos de teste ou acessórios pequenos
- Mala que acompanha as:
  - Série T100 da Fluke (T100, T120 e T140)
  - Pinças de corrente da série 330 da Fluke
  - Fluke T5-1000 Aparelho de teste eléctrico
- garantia de 1 ano

### Descrição do produto: Mala de Transporte Flexível C33

The C33 Soft Carrying Case is a zippered tool case with a durable, high-quality vinyl exterior. It features an inner pocket that's perfect for storing your test leads with the tools or keeping small accessories organized. The exterior of the case has a belt loop so you can keep your tools on you when you're busy. Grab your tool and accessories in one and get to work quickly.

### Recommended for use with:

- Fluke T100 series (T100, T120 and T140) series Voltage and Continuity Testers
- Fluke 323
- Fluke 325
- Fluke 376 FC
- [Fluke T5 Electrical Tester](#)

## **Especificações: Mala de Transporte Flexível C33**

Dimensions:

27.9 cm x 9.2 cm x 5.1 cm

11 in x 3.6 in x 2 in

## Modelos



### **Fluke C33**

Fluke C33 Soft Carrying Case

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Ibérica, S.L.**

Pol. Ind. Valportillo  
C/ Valgrande, 8  
Ed. Thanworth II · Nave B1A  
28108 Alcobendas  
Madrid  
Tel: +34 91 414 0100  
E-mail: [cs.es@fluke.com](mailto:cs.es@fluke.com)  
[www.fluke.pt](http://www.fluke.pt)

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados.

Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
11/2021

**AresAgante, Lda.**

Rua Caminho das Congostas, 320  
4250-159 Porto  
Tel: +351 2 2832 9400  
E-mail: [geral@aresagante.pt](mailto:geral@aresagante.pt)  
[www.aresagante.pt](http://www.aresagante.pt)

**A modificação deste documento não é permitida sem a autorização escrita da Fluke Corporation.**