

Dados técnicos

Fluke T5-1000 / PRV240 Proving Unit Kit



Modelos



FLUKE-T5-1000-PRV240

1000V Voltage, Continuity and Current Tester

- 4 mm detachable probes
- Two AA batteries (installed)
- Instruction sheet

Fluke PRV240 Proving Unit

- TPAK hanging strap
 - Four AA batteries
 - Instruction sheet
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Ibérica, S.L.

Pol. Ind. Valportillo
C/ Valgrande, 8
Ed. Thanworth II · Nave B1A
28108 Alcobendas
Madrid
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.pt

©2022 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados.

Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
01/2022

AresAgante, Lda.

Rua Caminho das Congostas, 320
4250-159 Porto
Tel: +351 2 2832 9400
E-mail: geral@aresagante.pt
www.aresagante.pt

A modificação deste documento não é permitida sem a autorização escrita da Fluke Corporation.