

Технические данные

Fluke 80PK-25 SureGrip™ Piercing Temperature Probe



Ключевые особенности

- Type-K thermocouple suitable for food industry, liquids and gels
- Measurement range : -40 to 260 °C
- One year warranty

Модели



Fluke 80PK 25

Fluke. Keeping your world up and running.®

ООО «Флюк СИИЙЭС»
125993, г. Москва, Ленинградский
проспект д. 37 к. 9 подъезд 4, 1 этаж,
БЦ «Аэростар»
Тел: +7 (495) 664-75-12
Факс: +7 (495) 664-75-12
e-mail: info@fluke.ru

© Авторское право 2021 Fluke Corporation.
Авторские права защищены. Данные могут
быть изменены без уведомления.
Самые надежные инструменты в мире
11/2021

**Не разрешается вносить изменения в данный
документ без письменного согласия компании
Fluke Corporation.**