

Teknik veriler

L215 SureGrip™ Kit ile Prob Işığı ve Prob Uzatici



Temel özellikler

- L200 Prob Işığı
- Tp280 20 cm Test Probu Uzaticılar
- TP220 SureGrip Test Probları
- TL224 SureGrip Silikon Test İletkeni Seti
- Katlanabilir yumuşak poşette altı cep ve cırt bant bulunur

Ürün İncelemesi: L215 SureGrip™ Kit ile Prob Işığı ve Prob Uzatici

- L200 Prob Işığı
- Tp280 20 cm Test Probu Uzaticılar
- TP220 SureGrip Test Probları
- TL224 SureGrip Silikon Test İletkeni Seti
- Katlanabilir yumuşak poşette altı cep ve cırt bant bulunur

Modeller



Fluke L215

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke TURKIYE

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com.tr

©2022 Fluke Corporation. All rights reserved.

Data subject to alteration without notice.

01/2022

Mer information:

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**