

Teknik veriler

TL80A Temel Elektronik Test İletkeni Seti



Ürün İncelemesi: TL80A Temel Elektronik Test İletkeni Seti

- Her biri 1 metre uzunluğunda bir çift (kırmızı, siyah) silikon test iletkeni seti, aligator klips ve prob ucu uzatıcı.
- C75 yumuşak taşıma çantası
- Bir yıl garanti

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke TURKIYE

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com.tr

©2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Data subject to alteration without notice.

10/2021

Mer information:

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**