

技術資料

C125 儀表包

主要功能

- Zippered carrying case with detachable external pouch
- Accommodates Fluke 120 Series ScopeMeter Testtool or a handheld DMM, both main instrument and test accessories
- Front pouch can be detached for optimal flexibility
- 1 year warranty

產品概述: C125 儀表包

- 可拆式的外接小袋拉鍊手提箱。
- 可容納的Fluke120系列ScopeMeter測試工具或一個手持式數位萬用表，都主要儀器和測試配件。
- 最優的的彈性，可以分離前小袋。
- 一年保固。

機型

Fluke. 保持您的世界運作不懈。

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

更多資訊
U.S.A. (800) 443-5853
Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
Canada (800)-36-FLUKE
其他 +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/zh-tw

©2022 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
01/2022

Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.